

FRAMI-NEWS

UNE HISTOIRE INTEMPORELLE

LA SAGA DU STIMULOPT

Un dispositif qui évolue avec son temps et qui reste toujours essentiel
... P1

LA PRISE EN CHARGE DES VPPB

Plus qu'importante pour les patients qui en souffrent ...
P3

L'INFO UTILE DU JOUR

Plus aucune excuse de manquer les Frami-News avec la publication web
... P4

LA SAGA DU STIMULOPT

32 ANNÉES D'ÉVOLUTION ET PAS UNE RIDE



1991

Le Stimulopt boule à facettes fait son apparition aux Assises ORL de Nice en Janvier 1991. Le réglage de la focalisation et de la grosseur des tâches lumineuses au mur s'effectue à partir d'un double système de glissière rétractable.



1996

En 1996, Framiral a fait en sorte de doubler les tâches lumineuses projetées sur le mur grâce à deux convecteurs de lumière et à des ampoules à vis. Une télécommande à distance pour piloter le Stimulopt est rajoutée.



1998

Un écran à cristaux liquides rétroéclairé fait son apparition permettant au thérapeute de bien conduire son bilan et sa rééducation dans le noir total. Un nouveau flexible sur lequel nous pouvons mettre des ampoules de fibroscopes est apparu.



2000

Toujours une télécommande, toujours un écran rétroéclairé.

Ce qui a changé :

- Le flexible qui est à LED ;
- Les miroirs ont vu leur taille diminuée entraînant une projection plus fournie de tâches lumineuses, bien utiles pour le thérapeute.



2009 - Á nos jours

Ce Stimulopt possède les mêmes caractéristiques que le modèle des années 2000. Il a tout simplement réduit sa taille.

To be

continued ...

Je découvre le Stimulopt

P1

**LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - MARS
1992**

Un article d'époque sur les premières années du Stimulopt après sa présentation à la seconde édition des Assises ORL de Nice. On parle ici des débuts des recherches sur le Nystagmus Optocinétique et

cabinet spécialisé situé dans le Sud Est de la France. Nous avons pu récolter quelques retours sur la rééducation des patients traités par cette nouvelle technique.

Il faut savoir qu'environ 40% des problèmes vertigineux proviennent de vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB). Ce type de vertige survient lorsque les otolithes se déplacent dans les canaux semi-circulaires, il est donc impératif de les remettre en bonne place afin de soulager le patient.

L'intérêt d'un tel instrument est de positionner au mieux la tête du patient sans mobiliser en aucune manière son rachis cervical. De plus, les angulations choisies pour la mise en évidence des possibles canalolithiases et les manœuvres salvatrices sont bien plus précises et maîtrisées, surtout pour les VPPB des canaux verticaux, antérieurs et postérieurs plus délicats à résoudre. Grâce à sa configuration simple et particulière, la position des canaux dans l'espace est mieux visualisée par les thérapeutes initiés. Ils pourront ainsi mieux exécuter les manœuvres destinées à libérer les lithiases en toute efficacité et sécurité. Ces dires sont ceux de kinésithérapeutes spécialisés ayant une grande expérience des manœuvres manuelles traditionnelles.

Framiral

P3

L'INFO UTILE DU JOUR

LE SAVIEZ-VOUS ?



FRAMI-NEWS

DU NOUVEAU CHEZ FRAMIRAL

LE NOUVEAU VIBRATEUR NOVAFON Un indispensable pour vos tests qui saura vous séduire ? Découvrez-le ... P1	LE NOUVEAU GYROSCOPE Pratiquez des manœuvres libératoires avec facilité. On vous en parle ... P2	RETOUR EN IMAGE ASSISES ORL 2023 Un magnifique événement annuel qui nous rapproche chaque année ... P4
---	---	---

La mise en ligne des Frami-News !

Nous avons décidé de mettre en ligne sur notre site internet toutes les Frami-News. Cependant, elles paraîtront 20 jours après la diffusion par email ! Être abonné à notre Newsletter vous permet donc de bénéficier d'offres exceptionnelles en avant première !

Voici ou trouver cette page dédiée sur notre site web pour voir et revoir les ↓ éditions précédentes ↓

La page web Frami-News

P4

LE MINI FRAMI-JEU

LES 7 ERREURS



Solution Mini Frami-Jeu n°1

N	O	O	X	G	R	C	V
O	S	R	O	Y	X	A	E
V	S	E	T	R	N	N	R
A	E	I	E	O	E	A	T
F	U	L	S	L	W	L	E
O	X	L	T	E	S	I	X
N	N	E	O	E	I	L	N
F	R	A	M	I	E	M	Y

LES MOTS CACHÉS

Canal
Gyro
Novafon
Oreille
Test
Frami
News
Oeil

Osseux
Vertex

P5

Retrouvez-nous sur



Framiralement ...

Prochaine édition : Frami-News n°3



Copyright (C) 2023 FRAMIRAL. Tout droits réservés.

Vous recevez ce mail, car vous êtes abonné aux Frami-News. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment sur demande. Conformément aux lois "Informatique & Liberté" et "RGPD", vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant : news@framiral.fr.

[Désinscription](#)

Envoyé par
 sendinblue